





TESTY NA DOMÁCE POUŽITIE

CRP, CELIAKIA, H.Pylori,
HCG, LH, testy na drogy a iné.



LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA ELISA súpavy



AMBULANTNÁ DIAGNOSTIKA

POCT testovanie

Prístrojové vybavenie
Testy pre profesionálov
FOB, HCG, Covid-19,
testy na drogy a iné.

VÁŠ STABILNÝ PARTNER V DIAGNOSTIKE
UŽ VIAC AKO 35 ROKOV

BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2, 040 01 Košice
tel.: +421904 228 131
email: biogema3@biogema.sk
web: www.biogema.sk
Ver.: 08/2025



HbA1c POCT

(GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN)

Novatrend ^{Plus+}

AFR-600

**Spôhlivé riešenie pre
stanovenie HbA1c v ambulancii**

MULTIPARAMETROVÝ ANALYZÁTOR POCT

Rýchle a jednoduché testovanie


- Dotyková obrazovka so slovenským menu pre ovládanie prístroja
- Automatická kalibrácia vložením ID čipu pred každým meraním
- Okamžitá tlač výsledku na zabudovanej tlačiarňi
- Bez potreby dokupovať ďalší spotrebný materiál

Bezúdržbová a rentabilná prevádzka

- Prínos pre ekonomiku Vašej ambulancie
- Analyzátor nevyžaduje špeciálnu údržbu
- Skladovateľnosť testov pri izbovej teplote
- Doba expirácie testov až 24 mesiacov

Spohľadlivý a transparentný výsledok


- Vysoká presnosť meraní porovnateľná s laboratórnym stanovením
- Interná a procedurálna kontrola kvality pre zabezpečenie spoľahlivého výsledku
- Analyzátor je vhodný pre rôzne systémy externých kontrol kvality POCT
- Dosledovateľnosť výsledkov s internou pamäťou až 10 000 meraní



ŠPECIFIKÁCIA TESTU

KAT. ČÍSLO	TYP VZORKY	OBJEM VZORKY	INKUBAČNÝ ČAS	MERACÍ ROZSAH	POČET KS V BALENÍ
FI-HBA-402	PLNÁ KRV	10 µl	10 MIN.	4-14,5 % NGSP	25 T

VYKONANIE TESTU



VIDEONÁVOD TESTU HbA1c (PRE SPUSTENIE VIDEONÁVODU NASKENUJTE QR KÓD)



K DISPOZÍCII VIAC AKO 70 RÔZNYCH VYŠETRENÍ ...